



GlucoHEXAL[®]

Manager

NEU

Der **GlucoHEXAL[®] Manager** ermöglicht mit dem **GlucoHEXAL[®] II Interfacekabel** die Datenübertragung vom **GlucoHEXAL[®] II Blutzuckermessgerät** auf den Computer.



Benötigte Komponenten:






GlucoHEXAL[®] II Interfacekabel

Separat erhältlich in jeder Apotheke oder im Fachhandel
PZN 5127797
Preis 9,95 € (unverbindliche Preisempfehlung)

GlucoHEXAL[®] Manager

Kostenlos im **GlucoHEXAL[®] II Starterset** enthalten

Der GlucoHEXAL[®] Manager bietet:

-  Einfache Übertragung der Blutzuckermesswerte
-  Zahlreiche Dokumentationsmöglichkeiten
 - Blutzuckermesswerte
 - Insulindosen + sonstige Medikation
 - Nahrungsaufnahme mit BE-Berechnung
 - Sportliche Aktivitäten
 - Eingabemöglichkeit von Gewicht und Größe mit BMI-Berechnung
-  Vielfältige Auswertungsoptionen
 - Durchschnittswerte
 - Tages-, Wochen-, Monatsverläufe zu bestimmten Tageszeiten
-  Kombinierte Darstellung von z.B. Blutzuckerkurven und zugehörigen Proteinheiten und/oder Insulindosen
-  Erkennen von Trends und Entwicklungen

Systemvoraussetzungen:

Betriebssysteme:

Windows 2000 (Professional, Server), Windows ME, Windows XP (Professional or Home Edition), Windows 2003 Server, Windows Vista

Benötigte Software:

GlucoHEXAL[®] Manager CD, Microsoft .NET Framework 1.1 oder 2.0 (verfügbar auf Installations-CD), Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 oder höher (verfügbar auf Installations-CD), Microsoft Internet Explorer 5.01* oder höher oder Mozilla Firefox 1.0* oder höher

Benötigte Hardwarekomponenten:


CD-ROM Laufwerk, 128 MB RAM, 500 MHz Prozessor, 30 - 150 MB freier Speicherplatz**, Internetanschluss*

*nur erforderlich für die Nutzung der animierten Internetversion mit zusätzlichen Serviceleistungen

**für eine Neuinstallation von Microsoft .NET Framework wird ca. 100 MB freier Speicherplatz benötigt



Beispiele für die Darstellung im GlucoHEXAL® Manager



Anzeige eines "Standardtages" mit zahlreichen Zusatzinformationen

Tagesansicht

Datum	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	Tag Summe	/	0
11.05.2009						111		145				123					118		10
10.05.2009						100		120				134					113		11
09.05.2009						92		163				142					120		13,6
08.05.2009						63		149				111					110		11,7
07.05.2009						35		129				123					107		10,4

Tabellarische Tagesansicht von Blutzucker, Broteinheiten (BE) und Insulindosis

Nutzungsmöglichkeiten

- Lokal auf dem Computer nach Installation der GlucoHEXAL® Manager CD
 - Einmalige Vergabe von Benutzername und Kennwort notwendig (beides frei wählbar)
- Internetversion nach einmaliger kostenfreier Registrierung auf der Homepage www.glucohexal-manager.de zur Nutzung von Zusatzfunktionen
 - Umfangreiche Hilfefunktion mit vielen Fragen und Antworten rund um das Thema Diabetes
 - Verschlüsselte Speicherung aller Daten auf dem Server und damit verbundener Schutz vor Datenverlust
 - Möglichkeit des Datenaustausches mit dem behandelnden Arzt durch Nutzung des Patienten- und Ärztecetners

- Virtuelle Arztpraxis als Ergänzung zur Internetversion
 - 3D-animierte Erklärungen
 - Förderung des Verständnisses für die Erkrankung
 - Wertvolle Tipps und Ratschläge für den Alltag
 - Unterstützung des Therapieerfolges

